



スリットランプ比較表



モデル名		700GL	700GL NSW	30GL	4ZL	2ZL
顕微鏡部	型式	ガリレオ式双眼実体顕微鏡		グリノー式双眼実体顕微鏡		ガリレオ式双眼実体顕微鏡
	変倍形式	ドラム式5変倍		レボルバー式2変倍		ドラム式5変倍 ドラム式3変倍
	接眼レンズ	16倍ワイド・ハイアイポイント	12.5倍ワイド・ハイアイポイント	10倍, 16倍		16倍ワイド・ハイアイポイント
	総合倍率	6.3x / 10x / 16x / 25x / 40x	6x / 9x / 15x / 24x / 37x	10x / 16x (10倍接眼レンズ使用時) 16x / 25x (16倍接眼レンズ使用時)		6.3x / 10x / 16x / 25x / 40x 10x / 16x / 25x
	実視野 (直径)	35.9 / 23.3 / 14 / 8.8 / 5 mm	37.8 / 25.2 / 15.1 / 9.5 / 6 mm	18 / 11.25 mm (10倍接眼レンズ使用時) 15 / 9.3 mm (16倍接眼レンズ使用時)		35.9 / 23.3 / 14 / 8.8 / 5 mm 23.3 / 14 / 8.8 mm
	視路角	10°	4.1° (プリズムイン)、12° (プリズムアウト)	13°		10°
	瞳孔間距離	52-82 mm				
	視度調整範囲	± 7 D	± 5 D	± 8 D (10倍接眼レンズ使用時) ± 10 D (16倍接眼レンズ使用時)		± 7 D
	作動距離	119 mm	98.3 mm	94 mm		119 mm
	焦点距離	125 mm	105 mm	-		125 mm
スリット部	スリット幅	0~14 mm連続可変 (14 mm時ほぼ円形)			0~14 mm連続可変 (14 mm時円形)	
	スリット長さ	1~14 mm連続可変				
	スリット回転	0°~180°連続可変、45°, 90°, 135°にクリックストップ			0°~180°連続可変、90°クリックストップ	
	スリット偏芯 (水平)	可能 (0°で固定可能)				
	スリット傾斜 (垂直)	0° / 5° / 10° / 15° / 20°			-	
	スリット径 (直径)	14 / 10 / 5 / 3 / 2 / 1 / 0.2 mm			14, 8, 5, 3, 0.3 mm	
	スキヤニング角	左へ7°、右へ7°				
	作動距離 (ミラー／プリズムから患者の眼)	80 mm			85 mm	
	フィルター	ブルー／グリーン (無赤色) ／ブルーコレクション／ブルーカット			ブルー／グリーン (無赤色) ／ブルーコレクション	
	光源	LED (3500K)				
架台部	操作	ジョイスティックの片手操作による前後・左右・上下移動				
	可動範囲	105 mm (前後・左右) 30 mm (上下)				
	微動範囲	15 mm (前後・左右)				
あご台部	上下可動範囲	95 mm				
	固視灯	LED (赤)				
電源部	電源電圧	AC 100-240 V (±10%), 0.4-0.2 A				
	電源入力	DC 5 V 2 A				
重量 (パワーアダプターとオプションを除く)		12.5 kg			11.5 kg	11 kg

製品改良のため、表にある記載内容と外観は予告なく変更されることがあります