

アプラーショントノメーター AT-2 仕様

販売名称	アプラーショントノメーター AT-2
適用スリットランプ	4ZL, 2ZL
取付用トノメーターベース	TB2
測定範囲	0-80 mmHg
最小目盛	2 mmHg
測定方法	圧平式 (Goldmann Applanation Tonometry)
測定誤差	公称値 $\pm$ 1.5%又は $\pm$ 0.49mN のいずれか大きい値
逆スパン	$\leq$ 0.29 mN
圧平面直径	3.06 mm
圧平面積	7.354 mm ²
寸法	84.3 (W) $\times$ 207.6 (D) $\times$ 200.6 (H) mm
重量	0.67 kg

*製品改良のため、記載内容は予告なく変更されることがあります。

*最新情報はホームページ (<https://www.takagi-j.com/jp/>) にてご確認ください。